

DER REPULS VET WIRD
ERFOLGREICH IN DER
TIERMEDIZIN EINGESETZT.


INDIKATIONEN

PFERDE

- Sehnenerkrankungen
- Insertionsdesmopathien (Fesselträger, Nackenband)
- Gelenkserkrankungen
- Muskelverspannungen
- Rückenbeschwerden
- Beschwerden der Halswirbelsäule
- Sesamoidose

KLEINTIERE

- akute und chronischen Entzündungsprozesse (Bewegungsapparat)
- Zerrungen der Muskeln und Bänder
- entzündliche Hautveränderungen und Hauttumore
- postoperative Wundbehandlung
- schlecht heilende Wunden
- Entzündungen des Darmtraktes
- Immunstimulans bei chronischen Katzenschnupfenpatienten



REPULS Wien

REPULS Lichtmedizintechnik GmbH
1230 Wien, Lemböckgasse 61/Top 1
t: +43 1/319 07 99
f: +43 1/319 07 99-15
office@repuls.at, www.repuls.at

REPULS Tirol

6100 Seefeld, Claudiastraße 368
t: +43 699/17270476

REPULS ist eine Entwicklung der Technischen Universität Wien und durch das österreichische Patent Nr. 505 280 geschützt.

Ein Meilenstein in der Schmerzmedizin

GEPULSTES HOCHINTENSIVES
KALTES ROTLICHT GEGEN
ENTZÜNDUNG UND SCHMERZ.
DRINGT OHNE WÄRME TIEF INS GEWEBE EIN.



ÜBERREICHT DURCH:

Hundephysio Evelyn Bruggmann
Dorfstrasse 8b - 9507 Stettfurt
www.physio-bruggmann.ch
info@physio-bruggmann.ch
079 694 13 70



repuls **vet**®



WAS IST REPULS VET?

REPULS VET ist eine hochwirksame, medizinische LED-Technologie und Therapie, die besonders schonend, einfach und rasch **die Abheilung von Entzündungsprozessen fördert** und so zur schnellen Schmerzlinderung führt.

REPULS wurde in 9-jähriger Forschung an der **Technischen Universität Wien entwickelt** und wird in Österreich hergestellt.

WIE WIRKT REPULS VET?

REPULS VET arbeitet mit gepulstem hochintensivem kaltem Rotlicht, das **ohne Wärme tief in das Gewebe eindringt**. Dort wird der entzündungssteuernde Leukotrienstoffwechsel unterbrochen und Schmerzen können frei von Nebenwirkungen erfolgreich gelindert und beseitigt werden.



REPULS VET

Die Akzeptanz von REPULS VET war trotz des starken und pulsierenden Lichtes ausgezeichnet, die Tiere entspannten sich sogar während der Behandlung.

Hinsichtlich Schmerzreduktion und Entzündungshemmung, sind die Ergebnisse nach der Behandlung mit REPULS VET sehr vielversprechend.

Der meist schon nach einer Sitzung wahrnehmbare Erfolg bei Sehnenentzündungen und Muskelverspannungen ist signifikant. REPULS VET beschleunigt aber auch die Heilung schwererer Verletzungen.

Auch therapieresistente Patienten konnten geheilt oder der aktuelle Zustand wesentlich verbessert werden: z.B. Hufrolle, Fesselträger, Rücken, HWS.



REPULS VET UND DIE ERFOLGE



BRIGITTE RUMPOLD

Geschäftsführerin REPULS Lichtmedizin-technik GmbH

„Nach einer missglückten Kastration mit inneren Blutungen und einer anschließenden Notoperation meines Hundes Luca (4 Jahre), war kein Vernähen der tiefen Wunde möglich. Diese offene Wunde wurde ab dem 5. Tag nach der OP zweimal täglich 10 Minuten mit REPULS VET behandelt. Damit konnte die vollständige Schließung der Wunde nach 16 Tagen erreicht werden. Erstaunlicherweise ist keine Narbe mehr sichtbar.“

REPULS VET – NEU!

- Jetzt mit robustem Metallgehäuse
- Leichte Reinigung und Handhabung
- Geräuschloser Betrieb
- Neueste LED-Technologie
- Hohe Lichtintensität